



ES



LEA DETENIDAMENTE LAS ADVERTENCIAS E INDICACIONES QUE SE FACILITAN EN LAS INSTRUCCIONES!



NO CLAVAR AGUJAS NI ALFILERES EN LA ALMOHADILLA!



NO USAR LA ALMOHADILLA ELÉCTRICA ESTANDO PLEGADA O DOBLADA!



NO APTO PARA NIÑOS ENTRE 0 Y 3 AÑOS!

## ADVERTENCIAS IMPORTANTES! ¡GUARDE LAS INSTRUCCIONES PARA UNA POSIBLE CONSULTA POSTERIOR!

Entregar estas advertencias e indicaciones conjuntamente con el aparato al vendedor o cederlo a otro propietario.

### CONSEJOS Y ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

- Esta almohadilla eléctrica ha sido diseñada exclusivamente para uso doméstico y no para uso industrial o médico en hospitales o consultas médicas.
- Lea detenidamente las instrucciones de uso de la almohadilla eléctrica. Guárdelas en un lugar seguro para una posible consulta posterior.
- Es absolutamente indispensable evitar que el usuario se duerma durante el uso de la almohadilla eléctrica!

### APPLICATION OPTIONS

The heating pad is designed for use on the following body parts: arms, legs, stomach, shoulder, neck, head, etc.

### GENERAL PRECAUTIONS

- After removing the packaging, check the appliance to make sure that there are no signs of damage caused during transportation. If in doubt, do not use the appliance and take it to an authorised Service Centre.

#### Risk of electric shock!

- Connect and operate the appliance only in accordance with the specifications on the rating plate.
- Examine the appliance frequently for signs of wear or damage. If there are such signs, if the appliance has been misused or does not work, return it to the supplier before switching it on again.

#### Do not use adapters, multiple sockets and/or extension leads.

- If the plug on the appliance and the mains socket are incompatible, get a qualified person to replace the plug/fuse suitable one.

#### 5. The heating pad is not to be used by children or sick children who are insensitive to heat. The electric heating pad should not be used unless the control has been switched on and set by the parent or guardian or the child has been shown how to use the device correctly.

- Do not use disabled persons.

#### To prevent injury, the appliance may be repaired by our customer service only.

#### DO NOT:

- bring the power cord into contact with hot parts.
- pull the power cord over sharp edges.
- allow heating pads in dry rooms only (not in the bathroom, etc.).
- Never use a damp or wet heating pad; wait until it has dried completely.

#### 7. This appliance must be used exclusively as an electric heating pad, as stated in the instructions. Any other use will be considered hazardous. The manufacturer is not responsible for any damage resulting from inappropriate or incorrect use.

#### IMPORTANT: Under no circumstances can the inside part of the appliance be washed or dry cleaned.

### SWITCHING ON THE APPLIANCE

The crossed wheel bin symbol shown on the appliance indicates that when it comes to dispose of the product it must not be included in household refuse. It must be taken to a special collection point for electrical and electronic appliances or returned to the distributor when purchasing a similar appliance. Under current refuse disposal regulations, users who fail to take discarded appliances to special refuse collection points may be penalised. Contact your local refuse service or the shop where the product was purchased. Your local town council can provide you with information about how to dispose of obsolete appliances.

#### B1

- When the temperature is set on the thermostat (3), the heating pad switches on and the indicator light (4) comes on.

#### Cautions:

- If the thermostat (3) is set to position "0", the heating pad switches off.
- When the heating pad ensures that a little air can circulate between the heating pad and skin. Never use the heating pad without its fabric cover.

#### Automatic switch-off

- To prevent unsupervised operation, the heating pad automatically switches off after approx. 90 minutes continuous operation. The indicator light comes on again. To switch on the heating pad again, first set the thermostat to "0" and then to the required temperature.

#### 6. Do not use pull the mains plug.

#### CLEANING, STORAGE

#### DO NOT USE THE ELECTRIC HEATING PAD IF IT IS STILL DAMP

- The thermostat must not become wet. Never hold under water. Moisture damages the thermostat.
- Do not use detergents or solvents. These may damage the appliance.

#### 8. When it comes to use any type of electrical appliance there are some basic rules that should be observed, namely:

- Do not touch the appliance with wet or damp hands or feet.
- Do not tug on the mains cable or the appliance to pull it out from the mains socket.
- Do not expose the appliance to weather conditions (rain, sun, etc.).

#### 9. Always unplug the appliance from the mains supply before carrying out any cleaning or maintenance operation on it.

#### 10. To avoid dangerous overheating, it is advisable to unwind the mains cable fully and unplug the appliance from the mains socket when not in use.

#### 11. Do not attempt to change the mains cable on this appliance. If it is damaged, the appliance must be sent away for repair.

#### 12. Hold the handle of the garment firmly when removing it from the skin. Do not pull the garment along the mains cable or use the cable as carry handle.

#### 13. If the appliance is going to be used continuously for long periods the control must be set to "0".

#### 14. ONLY to be used on the back. DO NOT lie on the heating pad as this causes it to overheat.

#### 15. Never immerse this appliance in water.

#### 16. Should you decide to dispose of the appliance it must be rendered unusable by cutting the mains cable off, after unplugging it from the mains socket. We advise you to do the same with all potentially hazardous parts on the appliance, especially those that children might be tempted to play with.

### ADVICE ON DISPOSAL:

Our goods come in optimised packaging. This basically consists in using non-contaminating materials which should be handed over to the local waste disposal service as secondary raw material.

This product complies with EU Directive 2012/19/EU.

### PICTOGRAMAS

- [No wash]
- [Wash at 40 °C]
- [Do not dry]
- [Do not iron]
- [Iron at low temperature]
- [Bleaching not permitted]
- [Do not dry-clean]

### COMPONENTES Y ELEMENTOS DE MANDO

- 1 Almohadilla
- 2 Funda textil
- 3 Selector de temperatura
- 4 Piloto de control
- 5 Bolsa de plástico con cremallera

### CAMPO DE APLICACIÓN

La almohadilla se puede aplicar en las siguientes partes del cuerpo: brazos, espalda, abdomen, hombros, muslos, pantorrillas, etc.

### ADVERTENCIAS GENERALES

- Después de desembalarla, compruebe que el aparato está intacto y que no existen signos de daños provocados por el manejo o el almacenamiento. Si tiene alguna duda, no utilice el aparato y llévelo a un Servicio Técnico autorizado.

#### Peligro de descarga eléctrica!

- Conectar y usar la almohadilla eléctrica sólo de conformidad con las indicaciones que aparecen en la placa de características del mismo.

Examine el aparato con frecuencia para detectar signos de desgaste o daño. Si existe tales signos y el aparato ha sido empleado de forma incorrecta o dañado, devuelvalo a su distribuidor.

3. No utilice adaptadores ni incluyas mohoína o algodones.

Si el selector del aparato y el enchufe son incompatibles, haga que una persona cualificada sustituya el enchufe por el tipo adecuado.

5. No utilice la almohadilla con enfermos, niños o personas que sean incapaces de responder a un sobrecalentamiento.

6. Si el aparato se mantiene encendido durante un periodo prolongado, se debe seleccionar la configuración de operación continua con el termostato.

### cuidado o incierto.

No taparse con el selector de temperatura.

Con dejar de seguir el funcionamiento correcto del selector de temperatura, éste no deberá colocarse nunca encima o debajo de la almohadilla eléctrica, ni tampoco cubrirse o taparse con cualquier otro objeto.

[No enrollar el cable de conexión a la red eléctrica en torno al selector de temperatura.]

8. A la hora de utilizar cualquier tipo de aparato eléctrico, deben cumplirse unas directrices fundamentales, concretamente:

- nunca toque el aparato con las manos o los pies mojados;
- no tire del cable de alimentación ni del aparato para sacar el conector del enchufe;
- no exponga el aparato a la intemperie (lluvia, sol, etc.)

9. Antes de realizar cualquier operación de limpieza o mantenimiento desconecte el aparato de la red eléctrica, y sáquelo.

10. Para evitar posibles peligros se recomienda desenchufar completamente el cable de alimentación y desenchufar el aparato de la red eléctrica cuando no se use.

11. No cambie nunca el cable de alimentación de este aparato. Si está dañado, deje tirar el aparato.

12. Una aplicación prolongada del aparato a temperatura máxima puede causar quemaduras en la piel. No tire del cable de alimentación y no utilice el cable como empuñadura.

13. Si el aparato se va a usar de forma continua por un periodo de tiempo largo el control deberá ser ajustado a la posición "0".

14. Utilicése **ÚNICAMENTE** sobre la sabana de arriba. No se sube sobre la almohadilla, dado que podría provocar un sobrecalentamiento.

15. No sumerja nunca este aparato en agua.

16. En caso de que la almohadilla no funcione bien, apague el aparato, desenchufelo y sacar el cable de alimentación.

17. Utilice **ÚNICAMENTE** sobre la sabana de arriba. No se sube sobre la almohadilla, dado que podría provocar un sobrecalentamiento.

18. No sumerja nunca este aparato en agua.

19. En caso de que la almohadilla no funcione bien, apague el aparato, desenchufelo y sacar el cable de alimentación.

20. Utilice **ÚNICAMENTE** sobre la sabana de arriba. No se sube sobre la almohadilla, dado que podría provocar un sobrecalentamiento.

21. No sumerja nunca este aparato en agua.

22. En caso de que la almohadilla no funcione bien, apague el aparato, desenchufelo y sacar el cable de alimentación.

23. Utilice **ÚNICAMENTE** sobre la sabana de arriba. No se sube sobre la almohadilla, dado que podría provocar un sobrecalentamiento.

24. No sumerja nunca este aparato en agua.

25. En caso de que la almohadilla no funcione bien, apague el aparato, desenchufelo y sacar el cable de alimentación.

26. Utilice **ÚNICAMENTE** sobre la sabana de arriba. No se sube sobre la almohadilla, dado que podría provocar un sobrecalentamiento.

27. No sumerja nunca este aparato en agua.

28. En caso de que la almohadilla no funcione bien, apague el aparato, desenchufelo y sacar el cable de alimentación.

29. Utilice **ÚNICAMENTE** sobre la sabana de arriba. No se sube sobre la almohadilla, dado que podría provocar un sobrecalentamiento.

30. No sumerja nunca este aparato en agua.

31. En caso de que la almohadilla no funcione bien, apague el aparato, desenchufelo y sacar el cable de alimentación.

32. Utilice **ÚNICAMENTE** sobre la sabana de arriba. No se sube sobre la almohadilla, dado que podría provocar un sobrecalentamiento.

33. No sumerja nunca este aparato en agua.

34. En caso de que la almohadilla no funcione bien, apague el aparato, desenchufelo y sacar el cable de alimentación.

35. Utilice **ÚNICAMENTE** sobre la sabana de arriba. No se sube sobre la almohadilla, dado que podría provocar un sobrecalentamiento.

36. No sumerja nunca este aparato en agua.

37. En caso de que la almohadilla no funcione bien, apague el aparato, desenchufelo y sacar el cable de alimentación.

38. Utilice **ÚNICAMENTE** sobre la sabana de arriba. No se sube sobre la almohadilla, dado que podría provocar un sobrecalentamiento.

39. No sumerja nunca este aparato en agua.

40. En caso de que la almohadilla no funcione bien, apague el aparato, desenchufelo y sacar el cable de alimentación.

41. Utilice **ÚNICAMENTE** sobre la sabana de arriba. No se sube sobre la almohadilla, dado que podría provocar un sobrecalentamiento.

42. No sumerja nunca este aparato en agua.

43. En caso de que la almohadilla no funcione bien, apague el aparato, desenchufelo y sacar el cable de alimentación.

44. Utilice **ÚNICAMENTE** sobre la sabana de arriba. No se sube sobre la almohadilla, dado que podría provocar un sobrecalentamiento.

45. No sumerja nunca este aparato en agua.

46. En caso de que la almohadilla no funcione bien, apague el aparato, desenchufelo y sacar el cable de alimentación.

47. Utilice **ÚNICAMENTE** sobre la sabana de arriba. No se sube sobre la almohadilla, dado que podría provocar un sobrecalentamiento.

48. No sumerja nunca este aparato en agua.

49. En caso de que la almohadilla no funcione bien, apague el aparato, desenchufelo y sacar el cable de alimentación.

50. Utilice **ÚNICAMENTE** sobre la sabana de arriba. No se sube sobre la almohadilla, dado que podría provocar un sobrecalentamiento.

